



EXAMVISION™

Enestående ytelse
Skreddersyde lupebriller og LED-lys
i dansk design

Vi mener at forstørrelse og ergonomi går hånd i hånd

Vårt team av optikere og høyt utdannede spesialister vil arbeide tett med deg for å finne den perfekte lupebrille-løsningen, skreddersydd til akkurat deg. De vil lytte til dine behov og tilby deg en ideell løsning, som sikrer deg en optimal ergonomisk arbeidsstilling.

Prøv ExamVision lupebriller og få gratis råd og veiledning om syn, optikk, beskyttelse og ergonomi hos din ExamVision-forhandler.

Dine fordeler

Alle våre produkter er et resultat av en perfekt synergi mellom teknologi og håndverk. Hver enkelt lupebrille produseres og settes sammen etter individuelle mål. Deretter gjennomgår lupebrillen en grundig kvalitetskontroll, før den forlater fabrikkens dører på Samsø.

- **Fremragende syn og presisjon**
Vår optikk hjelper til å optimalisere ditt syn, som er avgjørende for å kunne utføre kvalitets- og presisjonsarbeid.
- **Arbeidsglede**
Oppnås som resultat av bedre behandlingsresultater, mer effektivt arbeid og flere tilfredse pasienter.
- **Ro i sinnet**
Fem års garanti på alle våre lupebriller, kombinert med utmerket service og support fra våre forhandlere.
- **Langt og sunt arbeidsliv**
Dine skreddersydde lupebriller sikrer en god ergonomisk arbeidsstilling, som forebygger muskel- og skjelettplager.
- **Design og funksjonalitet**
Tre ganger vinner av den internasjonale produktdesignprisen Red Dot Design Award.
- **Tilpasset løsning**
Våre spesialister innen optikk og ergonomi sørger for en løsning som er skreddersydd til deg.

Essensen av det vi lager

Hos ExamVision kombinerer vi danske designtradisjoner med fokus på både estetikk og funksjonalitet. Vi kommer fra Samsø, en liten dansk øy som er kjent over hele verden for sin fornybare energi. Samsøs fredelige og naturskjønne omgivelser er perfekte til å tenke stort, jobbe hardt og fokusere på detaljene.

Ta kontakt med din lokale ExamVision-forhandler for ytterligere informasjon og veiledning.



Spesialtilpassede lupebriller

ExamVisions TTL (Through-the-Lens) lupebriller er fremstilt av de fineste kvalitetskomponenter, håndlaget etter dine behov.

→ Nøkkelfunksjoner

- Unikt dansk design
- Justerbar og lett titanramme av høy kvalitet
- Optikk i verdensklasse med den fineste antireflekterende og beskyttende overflatebehandlingen
- Akromatiske linser forhindrer fargespredning (regnbueeffekt)
- Mulighet for en lupevinkel på opp til 40° for en forbedret arbeidsstilling
- Brukerdefinert og etterjusterbar arbeidsavstand på opp til 60 cm
- Fremragende dybdeskarphet
- Kompatibel med et utvalg av lys

Syn og linser

ExamVision er spesialister innen optikk og optiske løsninger. Vi er stolte av å tilby de mest tilpasningsvennlige lupebrillene på markedet, satt sammen av de beste komponentene. Etter at din lokale ExamVision-spesialist har tatt målinger på din klinikk, blir dine lupebriller deretter produsert av spesialister i Danmark.

→ Optikk i verdensklasse

- Mulighet for individuelle styrker i både glass og okular gir den best mulige optiske løsningen til dine øyne
- Unike løsninger innenfor monofokale, bifokale eller multifokale (progressive) glass
- Hi-Index glass (lettere, tynnere og mer robuste)
- Vision+Lens Protection gir beskyttelse mot UV-lys, er smussavstøtende og medfører færre refleksjoner
- BlueLight Protection – tilgjengelig i både glass og okular (Se side 9)
- Prisma Lens System™ (Se side 11)
- Designet for å imøtekomme behovet for fremtidige endringer i syn og synskorreksjon

ExamVision lupe-systemer



Galilei HD

- Perfekt avbalansert, med god komfort
- Maksimal dybdeskarphet og bredt synsfelt
- Ideell for heldagsbruk
- Okular og ramme i titanium
- Kan tilpasses enhver brilleseddel
- Mulighet for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™)

Individuelle forstørrelser

2.3 2.8 3.3 3.8

Kepler Kompakt

- Lett, ultrakompakt prisvinnende design
- Høy forstørrelse til krevende behandlinger
- Bredt synsfelt, krystallklart fra kant til kant
- PowerUp-system – mulighet for å endre forstørrelsen ved en senere anledning
- Låsbar finjustering av fokus
- Bevegelsesfriheten opprettholdes takket være god dybdeskarphet
- Okular og ramme i titanium
- Mulighet for ergonomiske prismer Prisma Lens System™

Individuelle forstørrelser

3.5 4.6 5.7

Kepler Advanced



4 forstørrelser i 1 lupebrille

3.6 4.5 5.5 6.4

Avansert optisk løsning til alle dine forstørrelsesbehov

Fra diagnostikk til behovet for nærmest mikroskopiske forstørrelser – Kepler Advanced gir deg perfekt skarphet, samtidig som du bevarer en behagelig ergonomisk arbeidsstilling.

Lupebrillen er spesielt utviklet til brukere som har erfaring med lupebriller, og som ønsker å oppgradere sine primære, visuelle verktøy til noe av det ypperste på markedet.

- Den eneste lupebrillen med 4 forstørrelser i 1
- Skift forstørrelse enkelt med *Turn'N'Click* systemet
- Perfekt forstørrelse til alle dine krevende behandlinger
- Lett og behagelig ved bruk hele dagen – 20 gram lettere enn andre sammenlignbare lupebriller
- Uovertruffen skarphet fra lav til høy forstørrelse
- Laget av titanium og karbonfiberforsterket kompositt
- Mulighet for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™)



KEPLER
ADVANCED
By ExamVision



Beskytt deg selv

Kvalitetsarbeid avhenger av sunne øyne.

ExamVisions lupebriller er behandlet med den beste *BlueLight*-beskyttelsen mot skadelig UV- og blåfiolett lys i glass og okular. Effektiv beskyttelse holder øynene i god form og gir et mer behagelig og avslappet syn. ExamVision anbefaler brukere av lupebriller, som tilbringer mange timer i miljøer med skadelig LED-lys, å benytte *BlueLight Protection*.

Unngå skadelig lys for øynene dine

Synet ditt er en av de mest verdifulle sansene dine. Arbeid i miljø med høy LED-eksponering utsetter øynene dine for skadelig UV- og blåfiolett lys. Over tid er skadelig lys en medvirkende faktor til grå stær eller aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD).

→ Du kan være i fare, hvis du:

- Arbeider mange timer i et miljø med mye eksponering for skadelig LED-lys
- Er over 45 år

Bemerk

BlueLight Protection er en valgfri mulighet.

Focus™ LED-lys

Designet og produsert i Danmark som supplement til ExamVisions lupebriller. Focus™ LED-lys leverer rett mengde lys akkurat der du trenger det.

→ Nøkkelfunksjoner

- 6 til 24 timers varighet, avhengig av den valgte lysstyrken
- Oppladbart og utskiftbart batteri
- Håndfri betjening til sterile miljøer
- Flicker-free (uten flimrer ved videofilming)
- Utskiftbar kabel

Focus™

- Forbedret visuell komfort med fokusert, ensartet belysning i hele synsfeltet
- Fremragende til kosmetisk tannpleie – med flere linser som forbedrer lyskvaliteten
- Velg mellom Focus™ True for ekte fargebelysning (lowblue) eller Focus™ Bright for ekstra lysstyrke

Nano

- Ultra kompakt og lett design med enkeltlinse-system
- Lyssterk og kraftig



BlueLight Protection kan brukes på både:

- 1 Okular
- 2 Glass



Forebygg rygg-eller nakkeproblemer på jobb

Prisma Lens System™ gir deg mulighet til å sitte mer oppreist, så du oppnår en bedre arbeidsstilling. Det får det du ser på, til å virke høyere enn det det egentlig er. Dermed kan du arbeide i en mer oppreist posisjon.

Prisma Lens System™ er valgfritt og kan bygges inn i lupebrillene dine hvis ønskelig.

Ergonomi

God ergonomi er en forutsetning for et godt og sunt arbeidsliv.

Bruk forstørrelse

Lupebriller hjelper til med å forbedre din arbeidsstilling betydelig. Lengre arbeidsavstand stiller større krav til synet – lupebriller er løsningen.

Få kvalifisert ergonomisk rådgivning


Med dine ExamVision lupebriller mottar du også kvalifisert rådgivning om god ergonomi. Din forhandler vil kunne gi deg ergonomiske råd for å hjelpe deg å arbeide på en måte som fremmer fysisk velvære og god kroppsholdning.

Gjør tøyøvelser regelmessig

Lange perioder med statisk kroppsholdning kan forårsake smerte og andre helserelaterte problemer. Regelmessige pauser og tøyøvelser gagnar din helse og tar kun et øyeblikk. Dessuten er det bevist at regelmessige pauser bidrar til større fokus og produktivitet.

- Med Prisma Lens System™
- Med lupebriller
- Uten lupebriller





Besøk vår hjemmeside eller ring til din lokale forhandler for å finne din perfekte lupebrille-løsning.

www.examvision.com

Følg oss på:

 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

Distribuert av

Ortomedic AS

Vollsveien 13E, Pb. 317,

N-1326 Lysaker

T: +47 67 51 86 00

ortomedic@ortomedic.no

www.ortomedic.no

